



アルコール製剤

<家庭用品>

82%以上の高濃度アルコール配合。

ドアノブや帰宅後の服・リュック、マスクにシュッと吹きかけ乾燥させ使用、
清掃後のトイレなど、複数の人が触れる箇所といった身の回りの除菌にお使いいただけます。



暮らしに除菌を

容量：5 L

<品番>
PLT0001-1
<製品重量>
約 4,500 g
<サイズ>
195×195×195 mm
<JAN コード>
571329620027

容量：10 L

<品番>
PLT0001-2
<製品重量>
約 9,200 g
<サイズ>
250×250×250 mm
<JAN コード>
4571329620010

容量：20 L

<品番>
PLT0001-3
<製品重量>
約 18,000 g
<サイズ>
305×305×305 mm
<JAN コード>
4571329620119



●濃度：エタノール 83.15%

暮らしに除菌を 抗菌プラス

容量：5 L

<<品番>
PLT0002-1
<製品重量>
未定
<サイズ>
195×195×195 mm
<JAN コード>
4571329620041

容量：10 L

<品番>
PLT0002-2
<製品重量>
未定
<サイズ>
250×250×250 mm
<JAN コード>
4571329620034

容量：20 L

<品番>
PLT0002-3
<製品重量>
未定
<サイズ>
305×305×305 mm
<JAN コード>
4571329620126



●濃度：エタノール 82.984% ●植物性抗菌成分を配合。

※全てのウイルスや菌の除去、感染症予防を保証するものではありません。

■取り扱い上の注意

- 火気やその他、着火源（静電気含む）から遠ざけてください。
- 使用時は換気を行いミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けてください。
- プラスチックや塗装品に使用する場合は、目立たない部分でお試しく下さい。
- 肌につけないでください。●飲んではいけません。

■保管及び取り扱い上の注意

- 保管は直射日光・温度の高い場所を避け密栓し、認知症の方・幼児・ペットの手の届かない所に置き、転倒・落下・破損・漏洩のないようご注意ください。
- その他の容器に移し替える場合は容器にその品名注意事項を明記してください。

●お問い合わせは

株式会社 プラネット 大阪府和泉市福瀬町 810 番地
TEL：0725-92-0830



アルコール製剤

<食品添加物>

82%以上の高濃度アルコール配合。

食品添加物のアルコール製剤ですので、調理機器・器具・食品容器・ショーケースなどの食品が触れる箇所への衛生管理に安心してお使いいただけます。



暮らしに除菌を キッチン用

容量：5 L

<品番>
PLT0003-1
<製品重量>
約 4,500 g
<サイズ>
195×195×195 mm
<JAN コード>
4571329620065

容量：10 L

<品番>
PLT0003-2
<製品重量>
約 9,200 g
<サイズ>
250×250×250 mm
<JAN コード>
4571329620058

容量：20 L

<品番>
PLT0003-3
<製品重量>
約 18,000 g
<サイズ>
305×305×305 mm
<JAN コード>
4571329620133



●濃度：エタノール 83.15%

暮らしに除菌を キッチン用 抗菌プラス

容量：5 L

<品番>
PLT0004-1
<製品重量>
未定
<サイズ>
195×195×195 mm
<JAN コード>
4571329620089

容量：10 L

<品番>
PLT0004-2
<製品重量>
未定
<サイズ>
250×250×250 mm
<JAN コード>
4571329620072

容量：20 L

<品番>
PLT0004-3
<製品重量>
未定
<サイズ>
305×305×305 mm
<JAN コード>
4571329620140



●濃度：エタノール 82.984% ●植物性抗菌成分を配合。

※全てのウイルスや菌の除去、感染症予防を保証するものではありません。

■取り扱い上の注意

- 火気やその他、着火源（静電気含む）から遠ざけてください。
- 使用時は換気を行いミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けてください。
- プラスチックや塗装品に使用する場合は、目立たない部分でお試ください。
- 肌につけないでください。●飲んではいけません。

■保管及び取り扱い上の注意

- 保管は直射日光・温度の高い場所を避け密栓し、認知症の方・幼児・ペットの手の届かない所に置き、転倒・落下・破損・漏洩のないようご注意ください。
- その他の容器に移し替える場合は容器にその品名注意事項を明記してください。

●お問い合わせは

株式会社 プラネット 大阪府和泉市福瀬町 810 番地
TEL：0725-92-0830



アルコール製剤

<指定医薬部外品>

手や指の消毒・殺菌に。保湿成分（ヒアルロン酸）配合のため、手にやさしく
飲食店や商業施設の入口に設置するなど、さまざまな場面でお使いいただけます。



暮らしに除菌を 手指の消毒液

容量：5 L

<品番>
PLTFD0005-1
<製品重量>
未定
<サイズ>
195×195×195 mm
<JAN コード>
4571329620096

容量：10 L

<品番>
PLTFD0005-2
<製品重量>
未定
<サイズ>
250×250×250 mm
<JAN コード>
4571329620102

容量：20 L

<品番>
PLTFD0005-3
<製品重量>
未定
<サイズ>
305×305×305 mm
<JAN コード>
4571329620157



●販売名：アルコール消毒液 PLT
【有効成分】エタノール 76.9～81.4vol%
【添加物】精製水、ヒアルロン酸 Na-2、香料

※全てのウイルスや菌の除去、感染症予防を保証するものではありません。

■取り扱い上の注意

- 火気やその他、着火源（静電気含む）から遠ざけてください。
- 使用時は換気を行いミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けてください。
- プラスチックや塗装品に使用する場合は、目立たない部分でお試しく下さい。
- 目、その他粘膜に触れさせないでください。●飲んではいけません。

■保管及び取り扱い上の注意

- 保管は直射日光・温度の高い場所を避け密栓し、認知症の方・幼児・ペットの手の届かない所に置き、転倒・落下・破損・漏洩のないようご注意ください。
- その他の容器に移し替える場合は容器にその品名注意事項を明記してください。

●お問い合わせは

株式会社 プラネット 大阪府和泉市福瀬町 810 番地
TEL：0725-92-0830